

Kaninchen Anti-Maus Cd80 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q00609

Artikelnummer: CM0004461



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD80 (B7-1), konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Aus rekombinatem Immunogen rekonstituiert. Spezifisch für Maus CD80. Ideal für T-Zell-Aktivierung und Immun-Checkpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD80 mAk
Bemerkungen/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	941
GenID	12519
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00609
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel