

Kaninchen-Anti-Maus-Cd82-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P40237

Artikelnummer: CM0009250

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD82 (C33/IA4/Kai1/Tspan27), validiert für die Durchflusszytometrie. Das Zielprotein ist ein Tetraspanin, das an Signaltransduktion, Adhäsion und Migration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD82-mAb
Bezeichnungen/ Synonyme	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3732
GeneID	12521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-266 von Maus-CD82 (NP_001258390.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P40237
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku