

Kaninchen Anti-Maus Cd83 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O88324

Artikelnummer: CM0005959

Einführung

-konjugierter, kaninchenstämmiger monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD83, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Profilierung dendritischer Zellen und Studien zur Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
Bemerkungen/Alias	mCD83
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	9308
Gen-ID	12522
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-133 von Maus-CD83 (NP_033986.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O88324
Proteingewicht	21KDa
Versand	Eisbeutel