

## Kaninchen Anti-Maus Cd83 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O88324

Artikelnummer: CM0012080

### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD83, validiert für Durchflusszytometrie. Dieser Antikörper richtet sich gegen die extrazelluläre Domäne und eignet sich für die Immunzell-Profilierung und CD83-Expressionsstudien in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD83 mAk                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | mCD83                                                                                                                      |
| Spezies           | Maus                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 9308                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 12522                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-133 von Maus-CD83 (NP_033986.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | FC                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                       |
| SWISS             | O88324                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 21KDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |