

Kaninchen Anti-Maus Cd83 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O88324

Artikelnummer: CM0012300

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD83, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD83, ein transmembrane Glykoprotein das an der Immunregulation beteiligt ist und exprimiert wird auf dendritischen Zellen und Lymphozyten. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD83 mAb
Bemerkungen/Alias	mCD83
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	9308
GenID	12522
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-133 von Maus-CD83 entspricht (NP_033986.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O88324
Proteingewicht	21KDa
Versand	Eisbeutel