

Kaninchen Anti-Maus Cd83 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O88324

Artikelnummer: CM0011987

Einführung

Kaninchen Anti-Maus CD83 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie, gerichtet gegen das Maus CD83 Antigen (O88324). Spezifische Bindung an Maus-Immunzellen für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD83 mAk
Bemerkungen/Alias	mCD83
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	9308
Gen-ID	12522
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-133 von Maus CD83 (NP_033986.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O88324
Proteinmasse	21KDa
Versand	Eisbeutel