

Kaninchen Anti-Maus Cd87 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P35456

Artikelnummer: CM0012488



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD87 (uPAR) für Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben. Zielt auf den Urokinase-Rezeptor ab, der an der Zellmigration und dem Geweberemodelling beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD87 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5329
GenID	18793
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-297 von Maus-CD87 (NP_035243.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35456
Proteingewicht	24kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel