


Kaninchen Anti-Maus Cd87 (Upar) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P35456

Artikelnummer: CM0006251



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD87 (uPAR), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt den GPI-verankerten Rezeptor, der an der Plasminogenaktivierung, Zellmigration und Gewebsumbau beteiligt ist. Geeignet für immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD87 mAb
Bemerkungen/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Spezies	Maus
GeneID (human)	5329
GeneID	18793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-297 von Maus-CD87 (NP_035243.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35456
Proteingewicht	24kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel