

Kaninchen Anti-Maus Cd88/C5Ar Mak - P30993

Artikelnummer: CM0007761



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD88/C5aR (C5aR1), validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf die N-terminale Domäne dieses G-Protein-gekoppelten Rezeptors ab, der an Entzündungen und Immunchemotaxis beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD88/C5aR mAk
Bemerkungen/Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	728
Gen-ID	12273
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-37 von Maus-CD88/C5aR (NP_031603.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30993
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel