

Kaninchen Anti-Maus Cd88/C5aR Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P30993

Artikelnummer: CM0011760



Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Maus CD88/C5aR monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt den 39 kDa großen C5a Anaphylatoxin-Chemotaxis-Rezeptor 1 (P30993) in Mausproben. Ideal für Entzündungs- und Chemotaxisforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD88/C5aR mAk
Bemerkungen/Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	728
GenID	12273
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-37 von Maus CD88/C5aR (NP_031603.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30993
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel