


Kaninchen Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01731

Artikelnummer: CM0011936



Einführung

Hochwertiger Kaninchen anti-Maus CD8a monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Reagiert spezifisch mit Maus CD8a (Ly-2, Ly-35; SWISS: P01731). Forschungsqualität für Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
GeneID (Maus)	12525
GeneID (Mensch)	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (28-196) von Maus CD8a (NP_001074579.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27kDa
Versand	Kühltasche