


Kaninchen Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01731

Artikelnummer: CM0004564



Einführung

Kaninchen anti-Maus CD8a monoklonaler Antikörper (27 kDa) validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus CD8a (Lyt-2) für Studien zur T-Zell-Immunologie. Uniprot P01731.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	925
GenID	12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-196 von Maus CD8a (NP_001074579.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteinmasse	27kDa
Versand	Eisbeutel