


Rabbit Anti-Mouse Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01731

Artikelnummer: CM0012639



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-CD8a (Lyt-2), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Immunphänotypisierung von Maus-T-Lymphozyten in Forschungs- und Diagnoseanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	925
Gen-ID	12525
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-196 von Maus-CD8a (NP_001074579.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27KDa
Versand	Eisbeutel