


Kaninchen-Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01731

Artikelnummer: CM0010327



Einführung

Kaninchen-anti-Maus CD8a monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD8 alpha-Kette (P01731), geeignet für Studien zur Immunantwort bei Mäusen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID	12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-196 von Maus-CD8a (NP_001074579.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27KDa
Versand	Eisbeutel