


Kaninchen-Anti-Maus-Cd8A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01731

Artikelnummer: CM0010013



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD8a, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für immunologische Forschungsarbeiten zu T-Zell-Subpopulationen und zytotoxischen Immunreaktionen. Reagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD8a-mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID (Maus)	12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-196 der Maus-CD8a (NP_001074579.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel