

Kaninchen Anti-Maus Cd90.2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01831

Artikelnummer: CM0009112

Einführung

-markierter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen Maus CD90.2 (Thy-1), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Immunphänotypisierung und die Untersuchung von Zell-Zell-Interaktionen in murinen Immun- und Nervensystemen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD90.2 mAb
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Spezies	Maus
GeneID (Human)	7070
GeneID	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD90.2
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistüte