

Kaninchen Anti-Maus Cd90.2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01831

Artikelnummer: CM0011596

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD90.2 (Thy-1.2), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für Immunphänotypisierung und Neurowissenschaften. One-Stop-Versorgung durch CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD90.2 mAk
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7070
Gen-ID	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus CD90.2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel