

Kaninchen Anti-Maus Cd90.2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01831

Artikelnummer: CM0010359

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD90.2 (Thy-1.2). Ideal für den empfindlichen und spezifischen Nachweis der Maus Thy-1-Glykoproteinexpression mittels Durchflusszytometrie in immunologischen Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD90.2 mAb
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Spezies	Maus
GeneID (Human)	7070
GeneID	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Protein-Gewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel