

Kaninchen Anti-Maus Cd90.2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01831

Artikelnummer: CM0009822

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD90.2 (Thy-1) für die Durchflusszytometrie. Validiert mit rekombinantem Protein, kreuzreagiert mit Maus, geeignet für immunologische und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Maus CD90.2 mAk
Anmerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	7070
GenID	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD90.2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DZ
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel