

Kaninchen Anti-Maus Cd94 Mak Für Fc - O54707

Artikelnummer: CM0009941

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD94 (KLRD1) für die Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben. CD94 ist ein Immunrezeptor auf NK-Zellen und T-Zellen, der an der Unterscheidung zwischen eigen und fremd beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD94 mAk
Bemerkungen/Alias	CD94
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3824
GenID	16643
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 59-179 von Maus CD94 (NP_034784.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O54707
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel