

Kaninchen Anti-Maus Cd97 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Z0M6

Artikelnummer: CM0011777

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD97 (Adgre5), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Migration und Immunzellprofilierung in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD97 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd97; TM7LN1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	976
GenID (Maus)	26364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-265 von Maus CD97 (NP_036055.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Z0M6
Proteingewicht	90KDa
Versand	Eisbeutel