

## Kaninchen Anti-Maus Cd97 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Z0M6

Artikelnummer: CM0008318

### Einführung

Dieser -konjugierte anti-CD97 monoklonale Antikörper erkennt spezifisch Maus-CD97 (Adhäsions-G-Protein-gekoppelter Rezeptor E5) und ist für die Durchflusszytometrie validiert und unterstützt Studien zur Leukozytenadhäsion und -migration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD97 mAk                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | Cd97; TM7LN1                                                                                                              |
| Spezies           | Maus                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 976                                                                                                                       |
| GenID             | 26364                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-265 von Maus-CD97 (NP_036055.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                      |
| SWISS             | Q9Z0M6                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 90 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |