

Kaninchen Anti-Maus Cd98 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P10852

Artikelnummer: CM0008158



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD98 (SLC3A2/4F2) gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Bindet an die 58 kDa schwere Kette des Aminosäuretransporters, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Immunphänotypisierung und Transporter-Expressionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD98 mAk
Bemerkungen/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6520
GenID (Maus)	17254
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 105-526 von Maus-CD98 (NP_032603.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10852
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel