

Kaninchen-Anti-Maus-Cx3Cr1-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Z0D9

Artikelnummer: CM0011438

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CX3CR1, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung der Rolle des Fraktalkin-Rezeptors bei der Migration von Immunzellen, der Mikrogliafunktion und der Darmimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CX3CR1-mAb
Bemerkungen/Alias	mCX3CR1
Art	Maus
Gen-ID	13051
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-CX3CR1 (NP_034117.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Z0D9
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku