

Kaninchen Anti-Maus Cxcr2/Il-8Rb Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35343

Artikelnummer: CM0009413

Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Maus CXCR2/IL-8RB monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Ziel ist der Chemokinrezeptor CXCR2, entscheidend für die Neutrophilen-Migration und Entzündungsstudien. Versand mit Kühltasche.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Kaninchen anti-Maus CXCR2/IL-8RB mAb
Bemerkungen/Alias	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3579
Gen-ID	12765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-44 von Maus CXCR2/IL-8RB (NP_034039.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35343
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Kühltasche