


Kaninchen Anti-Maus E-Cadherin/Cd324 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P09803

Artikelnummer: CM0011841



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Maus E-Cadherin (CD324) monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Zielt auf die extrazelluläre Domäne für native Oberflächenfärbung ab, geeignet für Studien zu Zelladhäsion und Epithelgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus E-Cadherin/CD324 mAk
Anmerkungen/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	999
GeneID (Maus)	12550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 157-369 von Maus E-Cadherin/CD324 enthält (NP_033994.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09803
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel