


Kaninchen Anti-Maus E-Cadherin/Cd324 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P09803

Artikelnummer: CM0006034



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus E-Cadherin/CD324, validiert für die Durchflusszytometrie. Bindet spezifisch an Maus E-Cadherin, keine Kreuzreaktivität berichtet. Ideal für Forschung zu Epithelzelladhäsion und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse E-Cadherin/CD324 mAb
Bemerkungen/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	999
GenID	12550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 157-369 von Maus E-Cadherin/CD324 (NP_033994.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09803
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel