

Kaninchen Anti-Maus F4/80 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q61549

Artikelnummer: CM0005701

Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen Maus F4/80, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Identifizierung von Makrophagen in Maus-Immunzellpopulationen. Spezifisch für Maus. Molekulargewicht ~102 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus F4/80 mAk
Bemerkungen/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	2015
Gen-ID	13733
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-644 von Maus F4/80 (NP_034260.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61549
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel