

Kaninchen Anti-Maus FcγRI/CD64 Mak - P26151

Artikelnummer: CM0012575

Einführung

Hochaffiner kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus FcγRI/CD64, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD64, einen Schlüsselrezeptor in der IgG-vermittelten angeborenen und adaptiven Immunität. Geeignet für Maus-Makrophagenstudien ermöglicht dieser Antikörper eine präzise Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus FcγRI/CD64 mAk
Bemerkungen/Alias	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2209
GenID (Maus)	14129
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 25-297 von Maus FcγRI/CD64 (NP_034316.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26151
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel