

Kaninchen Anti-Maus FcγRI/Cd64 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26151

Artikelnummer: CM0009625

Einführung

Kaninchen Anti-Maus FcγRI/CD64 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für Maus CD64, einen hochaffinen IgG-Fc-Rezeptor auf Makrophagen. Konjugiert an für den direkten Nachweis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus FcγRI/CD64 mAb
Bemerkungen/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	2209
GeneID	14129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-297 von Maus FcγRI/CD64 (NP_034316.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26151
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel