

Kaninchen Anti-Maus FcγRI/Cd64 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26151

Artikelnummer: CM0005812

Einführung

Kaninchen anti-Maus FcγRI/CD64 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt hochaffinen IgG-Fc-Rezeptor auf Makrophagen, essentiell für die Forschung an angebore und adaptiver Immunität. Geeignet für Maus-Immunologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus FcγRI/CD64 mAk
Bemerkungen/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2209
GenID	14129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 25-297 von Maus FcγRI/CD64 (NP_034316.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26151
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel