

Kaninchen-Anti-Maus-FcγRI/Cd64-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P26151

Artikelnummer: CM0006132

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-FcγRI/CD64 (SWISS: P26151), konjugiert mit . Für die Durchflusszytometrie validiert, kreuzreagiert mit Maus, 44 kDa. Ideal für die Erforschung der angeborenen und adaptiven Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-FcγRI/CD64-mAb
Bemerkungen/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Art	Maus
GeneID (Mensch)	2209
GeneID	14129
Immunogen	Rekombinantes Protein – rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25–297 des Maus-FcγRI/CD64 (NP_034316.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26151
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku