

Kaninchen Anti-Maus FcγRI/Cd64 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P26151

Artikelnummer: CM0009768

Einführung

Hochaffiner -konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus-FcγRI/CD64, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Identifizierung von Makrophagen in Studien zur angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus FcγRI/CD64 mAb
Bemerkungen/Alias	CD64; IGGHAFC; FcγRI
Spezies	Maus
GeneID (Human)	2209
GeneID	14129
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26151
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistasche