

Kaninchen Anti-Maus FcγRI/CD64 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P26151

Artikelnummer: CM0005241

Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-FcγRI/CD64, validiert für die Durchflusszytometrie. Dieser hochaffine IgG-Fc-Rezeptor ist makrophagenspezifisch und spielt eine Schlüsselrolle in der angeborenen und adaptiven Immunität. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus FcγRI/CD64 mAk
Bemerkungen/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγRI
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	2209
Gen-ID	14129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-297 von Maus-FcγRI/CD64 (NP_034316.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26151
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistasche