

Kaninchen Anti-Maus Flt3/Cd135 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q00342

Artikelnummer: CM0010647

Einführung

-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus-Flt3/CD135, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung der Differenzierung von hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen sowie dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Flt3/CD135 mAb
Bemerkungen/Alias	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	2322
Gen-ID	14255
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00342
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel