

Kaninchen Anti-Maus Foxp3 Mak Für Fc (Intra) - Q99Jb6

Artikelnummer: CM0011969



Einführung

Kaninchen anti-Maus FOXP3 monoklonaler Antikörper für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus-FOXP3 (Scurfin), einem für die Treg-Entwicklung essenziellen Transkriptionsregulator. Für Mausproben validiert. - Q99JB6

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus FOXP3 mAk
Bemerkungen/Alias	sf; JM2; scurfin
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	50943
Gen-ID	20371
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-Foxp3 entspricht (NP_473380.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q99JB6
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel