

Kaninchen Anti-Maus H-2Kd/H-2Dd Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01902 / P01900

Artikelnummer: CM0010340



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus H-2Kd/H-2Dd MHC-Klasse-I-Moleküle. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für immunologische Forschung zu Antigenpräsentation und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus H-2Kd/H-2Dd mAk
Bemerkungen/Alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Spezies	Maus
GenID	14972/14964
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-301 von Maus H-2Kd/H-2Dd enthält (NP_612564.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01902/P01900
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel