


Kaninchen Anti-Maus I-A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P14483

Artikelnummer: CM0012374



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-MHC-Klasse-II-I-A (H-2I)-Antigen, validiert für Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus, geeignet für immunologische Forschung zu Antigenpräsentation und adaptiver Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus I-A mAk
Bemerkungen/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb und I-Ek MHC-Klasse-II-Alloantigene; Ia Ag; MHC II
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	474382
GenID	14961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 30-219 von Maus-H2-Ab1 (NP_996988.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14483
Proteinmasse	30kDa
Versand	Eisbeutel