


Kaninchen Anti-Maus I-A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P14483

Artikelnummer: CM0005772



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für Maus-I-A-MHC-Klasse-II-Alloantigene (H2-Ab1). Validiert für Durchflusszytometrie, erkennt die extrazelluläre Domäne. UniProt: P14483.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus I-A mAb
Bemerkungen/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb und I-Ek MHC-Klasse-II-Alloantigene; Ia-Antigen; MHC II
Spezies	Maus
GeneID (human)	474382
GeneID	14961
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-219 der Maus H2-Ab1 (NP_996988.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14483
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eistasche