

Kaninchen-Anti-Maus-Icos/Cd278-Mak Für Die Durchflusszytometrie - Q9Wvs0

Artikelnummer: CM0008609

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen murines ICOS/CD278, speziell für die Durchflusszytometrie validiert. Reagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der T-Zell-Kostimulation, von Immunantworten und T-B-Zell-Interaktionen. UniProt: Q9WVS0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-ICOS/CD278-mAk
Bezeichnungen/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Art	Maus
GeneID (Maus)	54167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-142 des murinen ICOS/CD278 (NP_059508.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WVS0
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel