

Kaninchen Anti-Maus Icos/Cd278 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Wvs0

Artikelnummer: CM0006177

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus- ICOS/CD278 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Ein kostimulatorischer Rezeptor, der für T-Zell-Antworten und das Klassenwechseln von Antikörpern entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus ICOS/CD278 mAk
Bemerkungen/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	29851
GenID	54167
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WVS0
Proteingewicht	22KDa
Versand	Eisbeutel