

Kaninchen Anti-Maus Icos/Cd278 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Wvs0

Artikelnummer: CM0010145

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-ICOS/CD278 für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen wichtigen T-Zell-Kostimulationsrezeptor, der an Immunantworten beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Maus. Protein-Gewicht ~22 KDa. Q9WVS0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus ICOS/CD278 mAb
Bemerkungen/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Spezies	Maus
GeneID (Human)	29851
GeneID (Maus)	54167
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-142 von Maus-ICOS/CD278 (NP_059508.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WVS0
Protein-Gewicht	22 KDa
Versand	Eisbeutel