

Kaninchen Anti-Maus Icos/Cd278 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Wvs0

Artikelnummer: CM0004867

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus ICOS/CD278, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von T-Zell-Kostimulation, Immunantworten und T-B-Zell-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus ICOS/CD278 mAb
Bemerkungen/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	29851
Gen-ID	54167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 21-142 von Maus ICOS/CD278 (NP_059508.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WVS0
Proteingewicht	22KDa
Versand	Eisbeutel