

Kaninchen Anti-Maus Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P01580

Artikelnummer: CM0010520

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für Maus-Interferon-Gamma (IFNG, P01580). Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie, kreuzreagiert mit Maus und unterstützt die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IFN-gamma mAk
Bemerkungen/Alias	Ifg; If2f; IFN-g
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3458
GenID	15978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-155 von Maus-IFN-gamma (NP_032363.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01580
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel