

Kaninchen Anti-Maus Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P01580

Artikelnummer: CM0012349

Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Anti-Maus IFN-gamma Antikörper für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus IFN-gamma; dieser Antikörper unterstützt immunologische Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IFN-gamma mAk
Bemerkungen/Alias	Ifg; If2f; IFN-g
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3458
GenID	15978
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-155 von Maus IFN-gamma (NP_032363.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01580
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel