

Kaninchen Anti-Maus IgA (Fc) Mak

Artikelnummer: CM0004996

Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus IgA (Fc-Region). Entwickelt für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Validiert in Mausproben mit rekombinantem Immunogen, das die Aminosäuren 99-344 umfasst. Ideal für die Forschung zur mukosalen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgA (Fc) mAk
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 99-344 von Maus IgA
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel