

Kaninchen Anti-Maus IgA (Fc) Monoklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0004781

Einführung

Hochwertiger -konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch die Maus-IgA-Fc-Region erkennt. Ideal für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra) in der Immunologie und bei Studien zur mukosalen Immunität. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgA (Fc) mAk
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 99-344 von Maus-IgA entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel