


Kaninchen Anti-Maus IgE Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06336

Artikelnummer: CM0005253



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der die konstante Region von Maus-IgE zielt. Geeignet für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit Maus-IgE. Molekulargewicht ca. 47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgE mAb
Bemerkungen/Alias	IGHE, Ig epsilon chain C region
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 83-421 von Maus-IgE (P06336) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06336
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel