


Kaninchen-Anti-Maus-IgE-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P06336

Artikelnummer: CM0011739



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region der schweren Kette von Maus-IgE. Für die intrazelluläre Durchflusszytometrie validiert. Ideal zum Nachweis von IgE-exprimierenden B-Zellen und Plasmazellen in Mausmodellen für Allergie und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-IgE-mAk
Bemerkungen/Alias	IGHE, Ig-Epsilon-Kette, C-Region
Art	Maus
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 83-421 von Maus-IgE entspricht (P06336)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06336
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel