


Kaninchen-Anti-Maus-IgE Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P06336

Artikelnummer: CM0008960



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die konstante Region von Maus-IgE (P06336). Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der IgE-vermittelten Immunität bei allergischen und parasitären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Maus-IgE mAb
Anmerkungen/Alias	IGHE, Ig-Epsilon-Kette C-Region
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 83-421 von Maus-IgE (P06336) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06336
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel